

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород(831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны(8552)205341	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов mtt@nt-rt.ru || <http://mttd.nt-rt.ru>

Наконечники с широким отверстием

Для образцов, требующих осторожного обращения

Снижение усилия сдвига и сопротивления потоку

Наконечники с широким отверстием предназначены для снижения усилия сдвига и сопротивления потоку при отборе и дозировании вязких сред, растворов со взвешенными частицами и других сложных образцов.


Наконечники с широким отверстием необходимы для защиты жизнеспособности клеточных культур и сохранения структуры высокомолекулярных ДНК. Такие наконечники поставляются только в штативах, в стерильной и нестерильной форме.

Имеются наконечники с широким отверстием типа LTS и универсальные.

		Nominal Pipette Volumes								
LTS Pipette Models		2 µL	10 µL	20 µL	50 µL	100 µL	200 µL	300 µL	1000 µL	1200 µL
	LTS									
	LTS Pre-sterilized									
	LTS Pre-sterilized, filter									
Universal-fit Pipette Models		2 µL	10 µL	20 µL	25 µL	100 µL	200 µL	300 µL	1000 µL	1200 µL
	UNV									
	UNV Pre-sterilized									
	UNV Pre-sterilized, filter									
Available in:  Low Retention										

Available in: ^L Low Retention

Наконечники с широким отверстием — объемы и типы



Широкое отверстие

Наконечники Rainin LR с низкоадгезионным фторполимерным покрытием и широким выходным отверстием позволяют успешно работать с вязкими сиропообразными жидкостями, культурами клеток и растворами высокомолекулярных ДНК (например, геномных). В таких наконечниках снижено усилие сдвига в потоке и трение у поверхности, что уменьшает адгезию.



Множество типовых размеров и вариантов упаковки

Наконечники Rainin с широким отверстием выпускаются для многих типов и размеров пипеток, в том числе для пипеток LTS и универсальных пипеток, включая пипетки с низкоадгезионным фторполимерным покрытием. Варианты поставки: в штативах, сменных блоках GreenPak и SpaceSaver, в фасовочных пакетах.



Категория качества BioClean

Каждый наконечник Rainin тщательно проверяется и выпускается с сертификатом отсутствия:

- ДНК
- ДНКазы
- РНКазы
- Пирогенов
- Аденозинтрифосфата (АТФ)
- ПЦР-ингибиторов

RC-250W

1000 tips in 1 bag
250 µL

RT-200WFLR

960 Low retention wide-orifice tips in 10 racks, filter, presterilized
200 µL

RT-250WLR

960 Low retention wide-orifice tips in 10 racks
250 µL

RT-250WSLR

960 Low retention wide-orifice tips in 10 racks, presterilized
250 µL

RT-L1000W

768 LTS Wide-orifice tips in 8 racks
1000 µL

RT-L1000WFLR

768 Low retention wide-orifice LTS tips in 8 racks
1000 µL

RT-L1000WLR

960 Low retention wide-orifice LTS tips in 8 racks
1000 µL

RT-L1000WS

768 LTS Wide-orifice tips in 8 racks, presterilized
1000 µL

RT-L1000WSLR

768 Low retention wide-orifice LTS tips in 8 racks
1000 µL

RT-L200WFLR

960 Low retention wide-orifice LTS tips in 10 racks
200 µL

RT-L250W

960 LTS Wide-orifice tips in 10 racks

200 µL

RT-L250WLR

960 Low retention wide-orifice LTS tips in 10 racks

200 µL

RT-L250WSLR

960 Low retention wide-orifice LTS tips in 10 racks

200 µL

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород(831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны(8552)205341	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов mtt@nt-rt.ru || <http://mttd.nt-rt.ru>