

|                             |                              |                                |                           |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72  | Калининград (4012)72-03-81   | Нижний Новгород(831)429-08-12  | Смоленск (4812)29-41-54   |
| Астана +7(7172)727-132      | Калуга (4842)92-23-67        | Новокузнецк (3843)20-46-81     | Сочи (862)225-72-31       |
| Белгород (4722)40-23-64     | Кемерово (3842)65-04-62      | Новосибирск (383)227-86-73     | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52       | Киров (8332)68-02-04         | Орел (4862)44-53-42            | Тверь (4822)63-31-35      |
| Владивосток (423)249-28-31  | Краснодар (861)203-40-90     | Оренбург (3532)37-68-04        | Томск (3822)98-41-53      |
| Волгоград (844)278-03-48    | Красноярск (391)204-63-61    | Пенза (8412)22-31-16           | Тула (4872)74-02-29       |
| Вологда (8172)26-41-59      | Курск (4712)77-13-04         | Пермь (342)205-81-47           | Тюмень (3452)66-21-18     |
| Воронеж (473)204-51-73      | Липецк (4742)52-20-81        | Ростов-на-Дону (863)308-18-15  | Ульяновск (8422)24-23-59  |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13  | Рязань (4912)46-61-64          | Уфа (347)229-48-12        |
| Иваново (4932)77-34-06      | Москва (495)268-04-70        | Самара (846)206-03-16          | Челябинск (351)202-03-61  |
| Ижевск (3412)26-03-58       | Мурманск (8152)59-64-93      | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64  |
| Казань (843)206-01-48       | Набережные Челны(8552)205341 | Саратов (845)249-38-78         | Ярославль (4852)69-52-93  |

Единый адрес для всех регионов [mtt@nt-rt.ru](mailto:mtt@nt-rt.ru) || <http://mttd.nt-rt.ru>

## Пипетки с прямым вытеснением Pos-D

### Эргономичная пипетка с прямым вытеснением

Беспроблемное дозирование проблемных жидкостей. Пипетка Pos-D специально разработана для жидкостей с высокой плотностью, вязкостью или давлением паров. Одноразовый поршень,двигающийся внутри пластиковой капиллярной трубочки, находится в прямом соприкосновении с жидкостью. Нагнетающее действие поршня на стенку капиллярной трубки гарантирует полное дозирование без образования капель. Благодаря использованию одноразовых капиллярных трубочек и поршней, прямое вытеснение полностью устраняет возможность перекрестного загрязнения аэрозолями образцов или пипетки.

Капиллярные наконечники заводской сборки просты в эксплуатации и пригодны для использования с пипетками Gilson Microman®.

- **Удобная ручка.** С упором для пальцев.
- **Ощущение комфорта.** Эргономичная конструкция.
- **Регулирование объема.** Всегда четкое отображение объема.
- **Простая работа.** Наконечники заводской сборки на штативах.



**C-10**

Presterilized Syringe

N/A

10 µl

**C-100**

Presterilized Syringe

N/A

100 µl

**C-1000**

Presterilized Syringe

N/A

1000 µl

**C-25**

Presterilized Syringe

N/A

25 µl

**C-250**

Presterilized Syringe

N/A

250 µl

**C-50**

Presterilized Syringe

N/A

50 µl

**MR-10**

Positive displacement pipette

0.5 µl–10 µl

10 µl

**MR-100**

Positive displacement pipette

10 µl–100 µl

100 µl

**MR-1000**

Positive displacement pipette

100 µl–1000 µl

1000 µl

**MR-25**

Positive displacement pipette

3 µl–25 µl

25 µl

**MR-250**

Positive displacement pipette

50 µl–250 µl

250 µl

## MR-50

Positive displacement pipette

20 µl–50 µl

50 µl

|                             |                              |                                |                           |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72  | Калининград (4012)72-03-81   | Нижний Новгород(831)429-08-12  | Смоленск (4812)29-41-54   |
| Астана +7(7172)727-132      | Калуга (4842)92-23-67        | Новокузнецк (3843)20-46-81     | Сочи (862)225-72-31       |
| Белгород (4722)40-23-64     | Кемерово (3842)65-04-62      | Новосибирск (383)227-86-73     | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52       | Киров (8332)68-02-04         | Орел (4862)44-53-42            | Тверь (4822)63-31-35      |
| Владивосток (423)249-28-31  | Краснодар (861)203-40-90     | Оренбург (3532)37-68-04        | Томск (3822)98-41-53      |
| Волгоград (844)278-03-48    | Красноярск (391)204-63-61    | Пенза (8412)22-31-16           | Тула (4872)74-02-29       |
| Вологда (8172)26-41-59      | Курск (4712)77-13-04         | Пермь (342)205-81-47           | Тюмень (3452)66-21-18     |
| Воронеж (473)204-51-73      | Липецк (4742)52-20-81        | Ростов-на-Дону (863)308-18-15  | Ульяновск (8422)24-23-59  |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13  | Рязань (4912)46-61-64          | Уфа (347)229-48-12        |
| Иваново (4932)77-34-06      | Москва (495)268-04-70        | Самара (846)206-03-16          | Челябинск (351)202-03-61  |
| Ижевск (3412)26-03-58       | Мурманск (8152)59-64-93      | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64  |
| Казань (843)206-01-48       | Набережные Челны(8552)205341 | Саратов (845)249-38-78         | Ярославль (4852)69-52-93  |

Единый адрес для всех регионов [mtt@nt-rt.ru](mailto:mtt@nt-rt.ru) || <http://mttd.nt-rt.ru>