

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород(831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны(8552)205341	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов mtt@nt-rt.ru || <http://mttd.nt-rt.ru>

Rainin Classic

Цена и качество

Пипетки Rainin Classic — отличный выбор для простого дозирования. Эти прочные и долговечные пипетки в течение многих лет обеспечат надежность и повторяемость результатов с минимальной вероятностью выхода за пределы допуска.

Мягкая пружина и упор для пальцев снимают напряжение руки, а уплотнения с малым сопротивлением и амортизаторы облегчают работу с пипетками Classic. Как и все пипетки Rainin, пипетки Classic отличаются особой долговечностью — для поддержания их в отличном техническом состоянии достаточно лишь самого простого обслуживания.



PR-10

Тип *Manual Pipette*

Отбираемый объем $0.5 \mu\text{L} - 10 \mu\text{L}$

Погрешность $0.025 \mu\text{L}: \pm 2.5 \%$

$0.075 \mu\text{L}: \pm 1.5 \%$

$0.1 \mu\text{L}: \pm 1.0 \%$

Precision $0.012 \mu\text{L}: \leq 1.2 \%$

$0.03 \mu\text{L}: \leq 0.6 \%$

$0.04 \mu\text{L}: \leq 0.4 \%$

Volume Increment $0.02 \mu\text{L}$

PR-100

Тип *Manual Pipette*

Отбираемый объем $10\ \mu\text{L} - 100\ \mu\text{L}$

Погрешность $0.35\ \mu\text{L}: \pm 3.5\ \%$

$0.4\ \mu\text{L}: \pm 0.8\ \%$

$0.8\ \mu\text{L}: \pm 0.8\ \%$

Precision $0.1\ \mu\text{L}: \leq 1.0\ \%$

$0.12\ \mu\text{L}: \leq 0.24\ \%$

$0.15\ \mu\text{L}: \leq 0.15\ \%$

Volume Increment $0.2\ \mu\text{L}$

PR-1000

Тип *Manual Pipette*

Отбираемый объем $100\ \mu\text{L} - 1000\ \mu\text{L}$

Погрешность $3.0\ \mu\text{L}: \pm 3.0\ \%$

$4.0\ \mu\text{L}: \pm 0.8\ \%$

$8.0\ \mu\text{L}: \pm 0.8\ \%$

Precision $0.6\ \mu\text{L}: \leq 0.6\ \%$

$1.0\ \mu\text{L}: \leq 0.2\ \%$

$1.5\ \mu\text{L}: \leq 0.15\ \%$

Volume Increment $2.0\ \mu\text{L}$

PR-10ML

Тип *Manual Pipette*

Отбираемый объем $1\ \text{mL} - 10\ \text{mL}$

Погрешность $50.0\ \mu\text{L}: \pm 5.0\ \%$

$50.0\ \mu\text{L}: \pm 1.0\ \%$

$60.0\ \mu\text{L}: \pm 0.6\ \%$

Precision $6.0\ \mu\text{L}: \leq 0.6\ \%$

$10.0\ \mu\text{L}: \leq 0.2\ \%$

$16.0\ \mu\text{L}: \leq 0.16\ \%$

Volume Increment $20\ \mu\text{L}$

PR-2

Тип *Manual Pipette*

Отбираемый объем $0.1\ \mu\text{L} - 2\ \mu\text{L}$

Погрешность $0.024\ \mu\text{L}: \pm 12.0\ \%$

$0.027\ \mu\text{L}: \pm 2.7\ \%$

$0.030\ \mu\text{L}: \pm 1.5\ \%$

Precision $0.012\ \mu\text{L}: \leq 6.0\ \%$

$0.013\ \mu\text{L}: \leq 1.3\ \%$

$0.014\ \mu\text{L}: \leq 0.7\ \%$

Volume Increment $0.002\ \mu\text{L}$

PR-20

Тип *Manual Pipette*

Отбираемый объем $2\ \mu\text{L} - 20\ \mu\text{L}$

Погрешность $0.15\ \mu\text{L}: \pm 7.5\ \%$

$0.15\ \mu\text{L}: \pm 1.5\ \%$

$0.2\ \mu\text{L}: \pm 1.0\ \%$

Precision 0.04 μL : $\leq 2.0 \%$
0.05 μL : $\leq 0.50 \%$
0.06 μL : $\leq 0.3 \%$
Volume Increment 0.02 μL

PR-200

Тип Manual Pipette
Отбираемый объем 20 μL – 200 μL
Погрешность 0.5 μL : $\pm 2.5 \%$
0.8 μL : $\pm 0.8 \%$
1.6 μL : $\pm 0.8 \%$
Precision 0.2 μL : $\leq 1.0 \%$
0.25 μL : $\leq 0.25 \%$
0.15 μL : $\leq 0.3 \%$
Volume Increment 0.2 μL

PR-5000

Тип Manual Pipette
Отбираемый объем 1000 μL – 5000 μL
Погрешность 12.0 μL : $\pm 2.4 \%$
15.0 μL : $\pm 0.6 \%$
30.0 μL : $\pm 0.6 \%$
Precision 3.0 μL : $\leq 0.6 \%$
5.0 μL : $\leq 0.2 \%$
8.0 μL : $\leq 0.16 \%$
Volume Increment 2.0 μL

PR-START

Тип Starter Kit
Отбираемый объем 2 μL – 1000 μL
Погрешность Various
Precision Various
Volume Increment 0.02 μL - 2.0 μL

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)205341	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов mtt@nt-rt.ru || <http://mttd.nt-rt.ru>