

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)205341

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов mtt@nt-rt.ru <http://mttd.nt-rt.ru>


Ручные компараторы массы ХР

Компараторы массы высокой точности



Калибровочный диапазон современных ручных компараторов массы составляет от 0,05 мг до 5000 кг.

Новейшие разработки — высокоточные весовые ячейки, подвесные чашки, самоцентрирующиеся чашки LevelMatic — гарантируют максимальную воспроизводимость результатов.



Минимальная погрешность нецентрального нагружения

С подвесной чашкой и технологией LevelMatic риск возникновения угловой погрешности становится минимальным. Сократите время каждого измерения и улучшите рабочие характеристики прибора.



Модели во взрывозащищенном исполнении

Модели с сертификатом ATEX II 3G с Ex ic IIC T5 способны с предельной точностью измерять массу даже во взрывоопасных средах.



Регистрация условий окружающей среды

Система ClimaLog30 предназначена для комплексной регистрации параметров окружающей среды. ClimaLog30 вместе с ПО MC Link позволяют определять плотность воздуха и рассчитывать поправку на его выталкивающую силу.



Ветрозащитный кожух

Ветрозащитный кожух, управляемый вручную или с помощью электродвигателя, ограничивает воздействие среды и сокращает время стабилизации. Повышение эффективности и улучшение метрологических характеристик позволяет ускорить получение результатов измерений.

XP10003S

НПВ10100.0 g

Дискретность1.0 mg

Класс МОЗМE1; E2; F1; F2; M1

Repeatability ABA at Low Load (Test Weight)500.0 g

Repeatability ABA at Nominal Load (Test Weight)10.0 kg

Repeatability ABA at Nominal Load1.0 mg

Repeatability ABA at Low Load0.8 mg

Repeatability Typical ABA $0.6 \text{ mg} + 1.7 \times 10^{-8} \cdot R_{gr}$

XP1003KM

НПВ1100.0 kg

Дискретность0.5 g

Класс МОЗМF2; M1; M2

Repeatability ABA at Low Load (Test Weight)50.0 kg

Repeatability ABA at Nominal Load (Test Weight)1000.0 kg

Repeatability ABA at Nominal Load1.5 g

Repeatability ABA at Low Load1.0 g

Repeatability Typical ABA $0.6 \text{ g} + 4.2E - 07 \cdot R_{gr}$

XP155KS

НПВ150.0 kg

Дискретность0.05 g

Класс МОЗМF1; F2; M1; M2

Repeatability ABA at Low Load (Test Weight)5.0 kg

Repeatability ABA at Nominal Load (Test Weight)100.0 kg

Repeatability ABA at Nominal Load0.12 g

Repeatability ABA at Low Load0.09 g

Repeatability Typical ABA $0.06 \text{ g} + 3.2E - 07 \cdot R_{gr}$

XP2003KL

НПВ2500.0 kg

Дискретность1.0 g

Класс МОЗМF2; M1; M2

Repeatability ABA at Low Load (Test Weight)100.0 kg

Repeatability ABA at Nominal Load (Test Weight)2000.0 kg

Repeatability ABA at Nominal Load7.0 g

Repeatability ABA at Low Load4.0 g

Repeatability Typical ABA $3 \text{ g} + 1.3E - 06 \cdot R_{gr}$

XP2003S

НПВ2300.0 g

Дискретность1.0 mg

Класс МОЗМE2; F1; F2; M1

Repeatability ABA at Low Load (Test Weight)100.0 g

Repeatability ABA at Nominal Load (Test Weight)2.0 kg

Repeatability ABA at Nominal Load1.0 mg

Repeatability ABA at Low Load0.8 mg

Repeatability Typical ABA $0.6 \text{ mg} + 9 \times 10^{-8} \cdot R_{gr}$

XP2004S

НПВ2300.0 g

Дискретность0.1 mg

Класс МОЗМЕ1; E2; F1; F2; M1

Repeatability ABA at Low Load (Test Weight)100.0 g

Repeatability ABA at Nominal Load (Test Weight)2.0 kg

Repeatability ABA at Nominal Load0.1 mg

Repeatability ABA at Low Load0.08 mg

Repeatability Typical ABA $0.06 \text{ mg} + 9 \times 10^{-9} \cdot R_{gr}$

XP205CDR

НПВ81.0 g; 210.0 g

Дискретность0.01 mg; 0.1 mg

XP26003L

НПВ26.1 kg

Дискретность1.0 mg

Класс МОЗМЕ1; E2; F1; F2; M1

Repeatability ABA at Low Load (Test Weight)1.0 kg

Repeatability ABA at Nominal Load (Test Weight)26.0 kg

Repeatability ABA at Nominal Load3.0 mg

Repeatability ABA at Low Load2.0 mg

Repeatability Typical ABA $1.5 \text{ mg} + 6 \times 10^{-8} \cdot R_{gr}$

XP26C

НПВ22.0 g

Дискретность1.0 μg

Класс МОЗМЕ1; E2; F1

Repeatability ABA at Low Load (Test Weight)1.0 g

Repeatability ABA at Nominal Load (Test Weight)20.0 g

Repeatability ABA at Nominal Load1.5 μg

Repeatability ABA at Low Load0.7 μg

Repeatability Typical ABA $0.5 \mu\text{g} + 4 \times 10^{-8} \cdot R_{gr}$

XP32003L

НПВ32.1 kg

Дискретность5.0 mg

Класс МОЗМЕ2; F1; F2; M1

Repeatability ABA at Low Load (Test Weight)2.0 kg

Repeatability ABA at Nominal Load (Test Weight)30.0 kg

Repeatability ABA at Nominal Load10.0 mg

Repeatability ABA at Low Load5.0 mg

Repeatability Typical ABA $4 \text{ mg} + 2 \times 10^{-7} \cdot R_{gr}$

XP5003S

НПВ5100.0 g

Дискретность 1.0 mg

Класс МОЗ $ME1; E2; F1; F2; M1$

Repeatability ABA at Low Load (Test Weight) 200.0 g

Repeatability ABA at Nominal Load (Test Weight) 5.0 kg

Repeatability ABA at Nominal Load 0.8 mg

Repeatability ABA at Low Load 0.6 mg

Repeatability Typical ABA $0.4\text{ mg} + 4 \times 10^{-8} \cdot R_{gr}$

XP505

НПВ 520.0 g

Дискретность 0.01 mg

Класс МОЗ $ME1; E2; F1; F2; M1$

Repeatability ABA at Low Load (Test Weight) 50.0 g

Repeatability ABA at Nominal Load (Test Weight) 500.0 g

Repeatability ABA at Nominal Load 0.035 mg

Repeatability ABA at Low Load 0.01 mg

Repeatability Typical ABA $0.008\text{ mg} + 4.5 \times 10^{-8} \cdot R_{gr}$

XP56C

НПВ 52.0 g

Дискретность $1.0\text{ }\mu\text{g}$

Класс МОЗ $ME1; E2; F1$

Repeatability ABA at Nominal Load (Test Weight) 50.0 g

Repeatability ABA at Nominal Load $3.0\text{ }\mu\text{g}$

Repeatability ABA at Low Load $0.7\text{ }\mu\text{g}$

Repeatability Typical ABA $0.5\text{ }\mu\text{g} + 4 \times 10^{-8} \cdot R_{gr}$

XP6002KL

НПВ 5400.0 kg

Дискретность 10.0 g

Класс МОЗ $MM2$

Repeatability ABA at Low Load (Test Weight) 500.0 kg

Repeatability ABA at Nominal Load (Test Weight) 5000.0 kg

Repeatability ABA at Nominal Load 70.0 g

Repeatability ABA at Low Load 50.0 g

Repeatability Typical ABA $40\text{ g} + 4.2E - 06 \cdot R_{gr}$

XP604KM

НПВ 600.0 kg

Дискретность 0.1 g

Класс МОЗ $ME2; F1; F2; M1; M2$

Repeatability ABA at Low Load (Test Weight) 20.0 kg

Repeatability ABA at Nominal Load (Test Weight) 500.0 kg

Repeatability ABA at Nominal Load 0.23 g

Repeatability ABA at Low Load 0.15 g

Repeatability Typical ABA $0.11\text{ g} + 6.3E - 08 \cdot R_{gr}$

XP64002L

НПВ 64.1 kg

Дискретность 10.0 mg
Класс М03МЕ2; F1; F2; M1
Repeatability ABA at Low Load (Test Weight) 5.0 kg
Repeatability ABA at Nominal Load 25.0 mg
Repeatability ABA at Low Load 10.0 mg
Repeatability Typical ABA $8 \text{ mg} + 3 \times 10^{-7} \cdot R_{gr}$

XP64002L-T

НПВ 64.1 kg
Дискретность 10.0 mg
Класс М03МF1; F2; M1
Repeatability ABA at Low Load (Test Weight) 5.0 kg
Repeatability ABA at Nominal Load (Test Weight) 60.0 kg
Repeatability ABA at Nominal Load 30.0 mg
Repeatability ABA at Low Load 15.0 mg
Repeatability Typical ABA $12 \text{ mg} + 6 \times 10^{-7} \cdot R_{gr}$

XP64003L

НПВ 64.1 kg
Дискретность 5.0 mg
Класс М03МЕ1; E2; F1; F2; M1
Repeatability ABA at Low Load (Test Weight) 5.0 kg
Repeatability ABA at Nominal Load (Test Weight) 60.0 kg
Repeatability ABA at Nominal Load 8.0 mg
Repeatability ABA at Low Load 4.0 mg
Repeatability Typical ABA $3.5 \text{ mg} + 8 \times 10^{-8} \cdot R_{gr}$

XPR6U

Maximum Capacity 6.1 g
Readability 0.1 µg
OIML Classe E1; E2; F1
Software MC Link 2 Mass Calibration Software Included
Repeatability ABA at Nominal Load 0.4 µg
Repeatability ABA at Low Load 0.25 µg
Repeatability Typical ABA $0.15 \text{ µg} + 0.0000025 \% \cdot R_{gr}$

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)205341

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов mtt@nt-rt.ru <http://mttd.nt-rt.ru>