

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород(831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны(8552)205341	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов mtt@nt-rt.ru <http://mttd.nt-rt.ru>

HE73 галогеновый анализатор

Разумные инвестиции в качество

Галогенный анализатор влажности HE73 — надежное устройство для определения содержания влаги. В прочном и недорогом анализаторе реализован многолетний опыт, накопленный специалистами в области производства высокоточных приборов и разработки аналитических методов.

Галогенный анализатор влажности HE73

В новом анализаторе влажности HE73, разработанном в Швейцарии, реализован обширный опыт компании в области производства высокоточных приборов.

В анализаторе предусмотрены быстрая настройки и запуск процедуры измерения, включая вывод инструкций на экран. Бесплатное видеоруководство входит в комплект.

Простота эксплуатации

Даже оператор без опыта легко освоит анализатор HE53, HE73. Вывод инструкций на экран и простой трехступенчатый процесс позволят быстро настроить прибор и приступить к точному измерению влагосодержания.

Качество по доступной цене

Галогенный метод сушки оправдывает затраты на приобретение прибора. Прочная конструкция и превосходные характеристики для долгосрочной работы.

Надежные и быстрые результаты

Анализатор HE73 гарантирует получение точных и воспроизводимых результатов за считанные минуты.

Дискретность $MC_{0,01} \%$

Воспроизводимость $MC \pm$ (образец) 0,15 %; 0,05 % (2 g; 10 g)

Программы сушки Стандартная; Ускоренная

Критерии выключения Автомат; По времени (1 – 120 мин); Свободный

Технология нагрева Галогенный

НПВ 71 g

Память методов 2

Приращения температуры 1 °C

Режим отображения %AD; %AM; %DC; %MC; g

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)205341

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов mtt@nt-rt.ru <http://mttd.nt-rt.ru>