

Лабораторные весы

Аналитические весы ME


Надежная конструкция

Высокая надежность

Эффективная работа



Аналитические весы NewClassic ME
Швейцарское качество и надежность



Эффективность и удобство

Отличное соотношение цены и качества

Эргономичная конструкция весов ME упрощает повседневную работу и повышает ее эффективность. Удобный доступ к основным функциям обеспечивает получение точных и достоверных результатов взвешивания.

Надежные весы NewClassic облегчают работу благодаря интуитивно понятному интерфейсу и высокой скорости взвешивания – они удобны в очистке, имеют регулируемые передние опоры и оснащены функцией встроенной калибровки, которая запускается нажатием одной клавиши.

Прочная конструкция



Весы ME отличаются долговечностью – прочная конструкция и высококачественные материалы гарантируют получение точных результатов и длительный срок службы.

- Литое металлическое основание
- Усиленный корпус
- Защита от перегрузки до 100 кг

Надежная весовая ячейка



Современные технологии взвешивания обеспечивают высокую точность и воспроизводимость результатов.

- Малое время стабилизации показаний
- Отметка даты и времени (ISO/GLP)
- Модели со встроенными калибровочными гирями.

Эффективная работа



Простой интерфейс обеспечивает быстрый доступ к функциям взвешивания и калибровки. Наряду с удобством очистки это существенно упрощает повседневные операции и повышает их эффективность.

- Интуитивно понятный интерфейс
- 10 режимов взвешивания
- Закругленные края и гладкие поверхности для облегчения очистки

METTLER TOLEDO Service

Комплексное сервисное обслуживание

Регулярное сервисное обслуживание обеспечивает максимальную эффективность работы весов. Профилактическое техническое обслуживание и калибровка — основные условия безотказной работы и получения высокоточных результатов.



- Снижение потребляемой энергии на 50%
- Применение безопасных материалов, не содержащих ПВХ и ртути
- Энергоэффективное производство и логистика



Удобство считывания показаний

Крупные цифры на контрастном экране с яркой подсветкой легко различимы при любом освещении.



Высокая скорость взвешивания

Высокая скорость взвешивания повышает эффективность повседневной работы.




Документирование согласно стандартам

Встроенные функции регистрации даты и времени позволяют документировать данные в соответствии с требованиями ISO/GLP.

Технические характеристики

Аналитические весы NewClassic ME



Модели со встроенной калибровочной гирей	ME54	ME104	ME204
НПВ	52 г	120 г	220 г
Размеры чашки весов Ø	90 мм		
Дискретность	0,1 мг		
Воспроизводимость	0,1 мг		
Нелинейность	0,2 мг		
Время стабилизации	2,5 с		
Температурный коэффициент чувствительности	2,0 ppm/°C		
Масса весов	4,7 кг		
Режимы взвешивания	Рецептурное взвешивание, суммирование, динамическое взвешивание, счет штук, определение плотности, процентное взвешивание, контрольное взвешивание, статистика, вычисления с коэффициентом		

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: mtt@nt-rt.ru
www.mtt.d.nt-rt.ru